

Libra S シリーズ分光光度計用 キュベットおよびセル

タイプ	透過長	内幅	容量	外形 (mm)	オーダーコード
標準角型セル(蓋付き)/UVグレード	1mm	10mm	200 μ L	12.5 x 45	80-2002-54*
標準角型セル(蓋付き)/ガラス	1mm	10mm	200 μ L	12.5 x 45	80-2003-83*
標準角型セル(蓋付き)/UVグレード	5mm	10mm	1mL	12.5 x 45	80-2002-57*
標準角型セル(蓋付き)/ガラス	5mm	10mm	1mL	12.5 x 45	80-2003-85*
標準角型セル(蓋付き)/UVグレード	10mm	10mm	2mL	12.5 x 45	80-2002-58
標準角型セル(蓋付き)/ガラス	10mm	10mm	2mL	12.5 x 45	80-2003-87
標準角型セル(蓋付き)/UVグレード	50mm	10mm	10mL	52.5 x 45	80-2002-63
標準角型セル(蓋付き)/ガラス	50mm	10mm	10mL	52.5 x 45	80-2003-93
セミマイクロセル(黒壁、蓋付き)/UVグレード	10mm	4mm	800 μ L	12.5 x 45	80-2002-77
セミマイクロセル(黒壁、蓋付き)/ガラス	10mm	4mm	800 μ L	12.5 x 45	80-2004-15
マイクロセル(黒壁、蓋付き)	10mm	2mm	400 μ L	12.5 x 45	80-2002-95
標準角型セル(ストッパー付き)	10mm	10mm	2mL	12.5 x 48	80-2002-70
セミマイクロセル(黒壁、ストッパー付き)	10mm	4mm	800 μ L	12.5 x 48	80-2002-81
マイクロセル(黒壁、ストッパー付き)	10mm	2mm	400 μ L	12.5 x 48	80-2002-99
マイクロ容量セル(黒壁、ストッパー付き)	10mm		70 μ L	12.5 x 48	80-2103-69

* 標準10mm光路長ホルダーに仕様できるパッキングで提供されます。

ベルトールドジャパン株式会社

東京本社

東京都台東区柳橋1-26-6サンブリッジビル2階

TEL 03-5835-3557 FAX 03-5825-3558

大阪営業所

大阪市淀川区西宮原1-4-25第2谷ビル4階

TEL 06-6393-5551 FAX 06-6393-3331

上記以外の製品については別途お問い合わせください。

