

放射性セシウムを含む玄米試料を用いた放射能測定確認試験の実施について

(独)産業技術総合研究所(産総研)と(独)農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所(食総研)はこれまで共同で、放射性セシウム濃度を認証した認証標準物質の開発やゲルマニウム半導体検出器を対象とした U8 容器、2 L マリネリ容器を用いた技能試験を実施してきました。

今回はシンチレーション式放射能測定器をお持ちの測定者の皆様が試料測定の妥当性(確からしさ)をご自分で確認できるように、放射能測定の確認試験を産総研と食総研の共同で実施いたします。本確認試験では濃度未知の試料を測定する技能試験とは異なり、参加者に放射能濃度をお知らせした上で認証標準物質(NMIJ CRM 7541-b)と同等の玄米試料を回付します。この試料を測定し、得られた測定値とお知らせした放射能濃度(参照値)を比較することで、測定の妥当性を確認できます。

本確認試験は校正等の機器管理を行っているシンチレーション式放射能測定器を所有または管理している方を対象としています。本試験のプロトコルに示されたシンチレーション式放射能測定器の専用容器に充填した放射性セシウムを含む玄米試料について、セシウム 134 及びセシウム 137 の個別あるいは合算の放射能濃度[Bq/kg]を測定していただきます。

- ・ 確認試験の参加費は無料です。試料の輸送費(受取、返送とも)をご負担ください。
- ・ 試料回付については、各機種の販売元等試験協力実施機関より行います。
- ・ 参加いただける機種については、プロトコルに表示しておりますので、参加申し込み前に必ずプロトコルをご確認ください。
- ・ 募集受付期間は 10 月 30 日(木)から 11 月 14 日(木)を予定しております。先着順のため、定員を超えた場合、お断りすることがあります。
- ・ 確認試験の目的は放射能測定の妥当性確認ですので、装置の特性比較を目的とした参加はご遠慮ください。

参加申し込み方法など詳しくは、以下の産総研あるいは食総研のご案内ウェブページをご覧ください。こちらには、今後の予定についてもお知らせします。

【ご案内ウェブページ】

(独)産業技術総合研究所計測標準研究部門量子放射科

<http://www.nmi.j.jp/~quant-rad/profile.html>

(独)農業・食品産業技術総合研究機構 食品総合研究所

http://www.naro.affrc.go.jp/org/nfri/topics/R_C.html

【お問合せ先】 hikaku25-ml@aist.go.jp

産業技術総合研究所 三浦、柚木

以上